

Pansements Opsite Post-Op, 6,5 x 5 cm, stérile. Boîte de 100



Opsite Post-Op est un pansement postopératoire combinant un film haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR), l'effet coussin d'une compresse très absorbante à une facilité d'application.

Les propriétés du film breveté REACTIC™ le rendent réellement plus perméable à la vapeur et permettent l'évaporation de l'humidité à travers le film.

Avantages:

- Barrière antibactérienne
- Film imperméable aux liquides
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR)

Comresse absorbante non adhérente
Comfortable et non douloureux pour le patient.
Coins arrondis / finesse du film
Adhésif hypoallergénique

Indications:

OPSITE Post-Op est indiqué pour le soin des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives telles que :
Coupures, dermabrasions, lacérations
Plaies post-opératoires
Brûlures légères