

## Pansements Opsite Post-Op, 9,5 x 8,5 cm, stérile. Boîte de 20



OPSITE Post-Op est un pansement postopératoire combinant un film haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR), l'effet coussin d'une compresse très absorbante à une facilité d'application.

Les propriétés du film breveté REACTIC™ le rendent réellement plus perméable à la vapeur et permettent l'évaporation de l'humidité à travers le film.

#### Avantages:

- Barrière antibactérienne
- Film imperméable aux liquides
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR)

Compresses absorbantes non adhérentes  
Confortable et non douloureux pour le patient.  
Coins arrondis / finesse du film  
Adhésif hypoallergénique

#### Indications:

OPSITE Post-Op est indiqué pour le soin des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives telles que :

- Coupures, dermabrasions, lacérations
- Plaies post-opératoires
- Brûlures légères