

**Pansements Opsite Post-Op, 9,5 x 8,5 cm, stérile.
Boîte de 20**



OPSITE Post-Op est un pansement postopératoire combinant un film haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR), l'effet coussin d'une compresse très absorbante à une facilité d'application.

Les propriétés du film breveté REACTIC™ le rendent réellement plus perméable à la vapeur et permettent l'évaporation de l'humidité à travers le film.

Avantages:

Barrière antibactérienne

Film imperméable aux liquides

Haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR)

Compresses absorbantes non adhérentes
Confortable et non douloureux pour le patient.
Coins arrondis / finesse du film
Adhésif hypoallergénique

Indications:

OPSITE Post-Op est indiqué pour le soin des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives telles que :

Coupsures, dermabrasions, lacérations

Plaies post-opératoires

Brûlures légères