

## Stéthoscope Littman Lightweight, noir.



- Application : usage général infirmier.
- La forme unique du pavillon est conçue pour mieux épouser les contours des brassards de tensiomètre et les formes du corps.
- Les embouts auriculaires à pression souples brevetés Littmann® 3M(MC) offrent une excellente étanchéité acoustique et un ajustement confortable.
- La membrane réglable permet d'alterner facilement entre les basses et les hautes fréquences sans avoir à retourner le pavillon.
- Le pavillon avec cloche et membrane procure un rendement acoustique net et fiable, ainsi qu'une surveillance facile des basses et des hautes fréquences.
- Léger, il se transporte facilement.
- La lyre à angle adéquatement adapté à l'anatomie assure un bon ajustement.
- Rebord anti-frissons apprécié des patients.
- Tubulure à lumière unique offerte en six couleurs.
- Garantie de deux ans.