

## Fauteuil roulant manuel Litec 2G Plus, largeur d'assise 38 cm



- Structure en tube aluminium
- Standard et modulaire
- Assise et dossier en nylon noir
- Accoudoirs amovibles et ajustables en hauteur et en longueur
- Poignées de poussée
- Repose-pieds réglables et amovibles

#### Caractéristiques :

- Longueur du repose-pieds min/max : 43/51 cm
- Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
- Hauteurs totales : 93,5/95,5/97,5 cm
- Profondeurs d'assise : 42/44,5/47 cm
- Hauteurs d'assise avant/arrière : 45 - 48,5 - 51 cm / 44 - 46,5 - 49 cm

- Hauteur du dossier : 42-46 cm
- Angle du dossier : 4°
- Dimensions roues avant : 200 x 38 cm
- Dimensions roues arrières : 24" x 1 3/8"
- Largeur totale : 56 cm
- Largeur plié : 30 cm
- Longueur totale : 106,5 cm
- Pneus pleins indestructibles et roues détachables (quickpin)
- Poids de la chaise : 16,1 kg
- Poids maximum autorisé : 125 kg
- Nomenclature fauteuil manuel standard 520015 Y620,66 101101000655 - Nomenclature fauteuil modulaire 520030 Y685 101102000711