

## Fauteuil roulant manuel Litec 2G Plus, largeur d'assise: 46 cm



- Structure en tube aluminium
- Standard ou modulaire.
- Assise et dossier en nylon noir
- Accoudoirs amovibles et ajustables en hauteur et en longueur
- Poignées de poussée
- Repose-pieds réglables et amovibles

#### Caractéristiques :

- Longueur du repose-pieds min/max : 43/51cm
- Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
- Hauteurs totales : 93,5/95,5/97,5 cm
- Profondeurs d'assise : 42/44,5/47cm
- Hauteurs d'assise avant/arrière : 45 - 48,5 - 51cm/44 - 46,5 - 49cm
- Hauteur du dossier : 42-46cm

- Angle du dossier : 4°
- Dimensions roues avant : 200 x 38 cm
- Dimensions roues arrières : 24" x 1 3/8"
- Largeur totale : 64 cm
- Largeur plié : 30 cm
- Longueur totale : 106,5 cm
- Pneus pleins indestructibles et roues détachables (quickpin)
- Poids de la chaise : 16,3 kg
- Poids maximum autorisé : 125 kg
- Nomenclatur fauteuil manuel standard 520015 Y620,66  
101101000655 - Nomenclature fauteuil modulaire 520030  
Y685 101102000711