

## Armoire de stockage modulaire vide, avec roues.



- Dimensions: 66 x 52 x 192 cm
- Dimensions intérieures: 600 x 400 mm
- Equipée de parois droites ABS et d'arrêts avec roulettes intégrées pour bac.
- Adaptée pour des plateaux 8 piluliers ou des bacs
- Capacité max. : 25 plateaux (200 piluliers)
- Caisson avec pré-trous pour porte.
- En mélaminé blanc.
- Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.
- Monté sur 4 roues avec frein.

