

**Boîte ACTICO ULCERSYS, XX-large.
Chaussettes de compression en deux parties avec une structure soyeuse.**



Système innovateur pour la phase de guérison de l'Ulcerus Cruris Venosum (UCV), après réduction de l'œdème. Un sous-bas blanc est enfilé directement par-dessus le pansement et exerce une pression de 10 mmHg suffisante pour la nuit. Durant la journée, un deuxième bas de couleur chair exerçant une pression de 30 mmHg est enfilé par-dessus le sous-bas blanc.

Actico Silk exerce une forte pression de travail notamment durant la marche, ce qui est nécessaire en phase aiguë. Contenu de la boîte: - 1 chaussette de couleur chair: 65 % Tactel Multisoft Nylon, 35 % Lycra soft - lavable 20 fois à 40°C.

- 2 sous-chaussettes blanches: 90% Nylon & Tactel Micro Nylon, 10 % Lycra - lavable 20 fois à 60°C.