

## Cellacare Materna Comfort, taille 3. Boîte avec 1



- Tour de hanche: 110-125 cm
- 4 baleines intégrées contribuent à la stabilisation de la colonne lombaire
- Des sangles supplémentaires permettent un ajustement personnalisé.
- Forme anatomique et conception moderne et féminine.
- Découpe spéciale du système de fermeture pour faciliter la mise en place.
- Passe-main facilitant l'ajustement des sangles et conçu pour faciliter l'ouverture.
- Douceur des matériaux sur la face interne de la ceinture pour un meilleur confort
- Bords doux
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
- Soulage le dos et soutient le ventre.
- Favorise un meilleur équilibre.
- Excellent confort
- Matériau respirant, contrôlant l'humidité
- Lavable à 30°