

## Aiguilles BD Microlance 3 - orange - 25G x 5/8'' Boîte de 100



- Stérile, usage unique sans latex
- La conception du biseau fait appel aux technologies de pointes (triple biseau, finition par électrolyse)
- Les études in-vitro et in-vivo ont démontré une supériorité qualitative de l'indice de pénétration
- Parois minces qui autorisent l'utilisation d'aiguilles plus fines, à débit égal ou l'injection à débit supérieur par rapport aux aiguilles à paroi normale.
- Les aiguilles BD Microlance 3 s'adaptent sur un cône Luer ou Luer-Lok
- Stérilisation : Oxyde d'éthylène
- Aiguille sous-cutané
- Longueur: 16 mm
- Diamètre 0,50 mm
- Volume: 0,049 ml