

Aiguilles BD Microlance 3 - gris - 27G x 1/2'' Boîte de 100



- Stérile, usage unique, sans latex
- La conception du biseau fait appel aux technologies de pointes (triple biseau, finition par électrolyse)
- Les études in-vitro et in-vivo ont démontré une supériorité qualitative de l'indice de pénétration
- Parois minces qui autorisent l'utilisation d'aiguilles plus fines, à débit égal ou l'injection à débit supérieur par rapport aux aiguilles à paroi normale.
- Les aiguilles BD Microlance 3 s'adaptent sur un cône Luer

ou Luer-Lock

- Stérilisation : Oxyde d'éthylène
- Aiguille Sous-cutané/intradermique
- Longueur: 13 mm
- Diamètre : 0,40 mm
- Volume: 0,049 ml