

## Pansements Mepitel, 5 x 7,5 cm, stérile. Boîte de 10



- Interface à deux faces siliconées respectueuse des tissus, micro-perforée, stérile.
- Mepitel® est un pansement interface à deux faces respectueux des tissus, doté de la technologie Safetac® - l'interface exclusive permettant un retrait atraumatique pour la plaie et indolore pour le patient.

- Il offre une adhésion sélective.
- Il n'adhère pas au lit humide de la plaie et réalise une adhésion douce sur la peau sèche, cela pour un retrait atraumatique pour la plaie.
- Ce qui signifie moins de douleur au retrait pour les patients.

