

## Changes bébés Bibou n° 2, Mini, 3-6 kg Carton de 3 x 56



- Coussin de forme anatomique : mélange de pâte fluff ECF (cellulose) et de polymères superabsorbants
- Voile d'acquisition et voile de surface en non tissé hydrophile blanc
- Enveloppe extérieure respirable blanche : polyéthylène / non tissé
- Barrières latérales intégrales en non tissé hydrophobe
- Élastiques barrières sans latex ( 2 par barrières)
- Élastiques de construction sans latex ( 3/côté)
- Panneaux élastiques textiles doux à l'arrière avec attaches agrippantes textiles blanches
- Récepteur agrippant imprimé séquentiel
- Emballages en Pe 50µ imprimé avec poignée et pré-découpe
- Toutes les matières premières sont garanties conformes aux tests d'innocuité
- Matières sans colorants à l'exception du récepteur agrippant

