

## CHAUSSURES NELIE BLANC \*37\*

Chaussures de travail pour le personnel hospitalier Norme CE EN 20347 et pour les professionnels de la santé (infirmières, aide-soignantes...)

Chaussures fermées entre le tennis et la ballerine.

Doublure haute qualité respirante, sans substances nocives.

Antidérapant norme SRC (SRA+SRB).

Norme ESD antistatique.

Chaussures de qualité en cuir avec doublure intérieure en Coolmax® (pour une meilleure perméabilité de la

transpiration)

Légères, environ 235 g par chaussure.

Semelle intérieure amovible permettant d'insérer une semelle orthopédique.

Absorbant les chocs.

Talon de 3 cm.

Chaussures silencieuses, qui ne marquent pas le sol.

Modèle femme

Pointures de 36-37-38-39-40-41-42.