

CHAUSSURES JAMES GRIS *43*

Le modèle JAMES est une basket pour hommes ultralégère et confortable.
Norme CE: EN ISO 20347.
Antidérapant: norme SRA
Emboîtement total du pied pour une protection optimale
Absorbant les chocs: Semelle intermédiaire ultralégère en EVA pour une atténuation des chocs
Modèle extra large pour un confort maximale
Semelle intérieure amovible.
Semelle ne marquant pas les sols
Semelle antidérapante en caoutchouc pour une adhérence maximale

Spécialement conçu pour les pieds sensibles
Doublure douce à l'intérieur
Pratique: lacets avec serrure
Des matériaux souples pour encore plus de confort
Doublure en Coolmax®: garde vos pieds au frais et permet l'évacuation de la transpiration
Chaussure de qualité légère et en mesh 3D souple
Au poids léger: ca.250 gr par chaussure (en fonction de la pointure)
Ne convient pas pour la douche / ne pas utiliser pour accompagner les patients à la douche
Pointures: 39-40-41-42-43-44-45-46-47