

## CHAUSSURES JAMES GRIS \*44\*

Le modèle JAMES est une basket pour hommes ultralégère et confortable.  
Norme CE: EN ISO 20347.  
Antidérapant: norme SRA  
Emboitement total du pied pour une protection optimale  
Absorbant les chocs: Semelle intermédiaire ultralégère en EVA pour une atténuation des chocs  
Modèle extra large pour un confort maximale  
Semelle intérieure amovible.  
Semelle ne marquant pas les sols  
Semelle antidérapante en caoutchouc pour une adhérence maximale

Spécialement conçu pour les pieds sensibles  
Doublure douce à l'intérieur  
Pratique: lacets avec serrure  
Des matériaux souples pour encore plus de confort  
Doublure en Coolmax®: garde vos pieds au frais et permet l'évacuation de la transpiration  
Chaussure de qualité légère et en mesh 3D souple  
Au poids léger: ca.250 gr par chaussure (en fonction de la pointure)  
Ne convient pas pour la douche / ne pas utiliser pour accompagner les patients à la douche  
Pointures: 39-40-41-42-43-44-45-46-47