

## Flacon-pompe de 1000 ml de huile de douche Eucerin pH5



L'Huile de Douche Eucerin pH5 a été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins d'une peau sensible.

Sa formule unique associant Tampon Citrate pH5 et tensioactifs extra-doux protège les enzymes cutanées. Son complexe relipidant laisse la peau soyeuse et empêche son dessèchement, même en cas de douches fréquentes.

Des études cliniques ont démontré que les tensioactifs

doux contenus dans l'Huile de Douche Eucerin pH5 offrent une excellente tolérance et sont par conséquent adaptés à la toilette des peaux sensibles.

Ingrédients:

Glycine Soja Oil, Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Ricinus Communis Seed Oil, Poloxamer 101, Parfum, Aqua, Propylene Glycol, Panthénol, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Citrate