

Lait corporel Eucerin pH5 Flacon pompe de 400 ml



- Le Lait Corporel Eucerin pH5, à la fois extrêmement doux et efficace, a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d'une peau sensible.
 - Il intègre le système pH5 EnzymeProtection à l'efficacité cliniquement prouvée qui active les enzymes cutanées.
 - En renforçant les défenses naturelles de la peau de l'intérieur, cette formule unique à l'efficacité 24h favorise la restauration des niveaux de pH, le rétablissement de l'hydratation naturelle et la régénération de la peau.
 - Il a également été prouvé qu'elle limite fortement la pénétration du pollen à travers la peau, et est par conséquent adaptée aux peaux sujettes aux allergies.
 - Sa formulation à base de Dexpanthénol offre également des propriétés réparatrices.
 - Son usage quotidien garantit une protection à long terme tout en rendant votre peau plus douce et plus lisse.
- Il a été cliniquement prouvé que le système pH5 EnzymeProtection intégré au Lait Corporel Eucerin pH5 renforce la fonction de barrière protectrice naturelle de la peau, tout en offrant une grande efficacité et une excellente tolérance, même sur les peaux déjà sensibilisées.
 - Ingrédients:
Aqua, Glycérine, Panthénol, C15-19 Alkane, Cetyl Palmitate, Caprylic-Capric-Triglyceride, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, Polybutene, Glyceryl Stearate SE, Citric Acid, Sodium Citrate, Tocopheryl Acetate, Sorbitan Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Stearyl Alcohol, Dimethicone, Carbomer, Sodium Hydroxide, Tapioca Starch, Trisodium EDTA, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, BHT, Parfum