

Resource Dessert 2.0 - Vanille

Pack de 4 X 125 g



- Nutrition médicale orale complète sous forme de dessert hyperprotéiné (11g) et hypercalorique (250Kcal) pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, indiquée également en cas de trouble de la mastication et/ou de la déglutition
- Consistance adaptée IDDSI 3

- Cup de 125g, sans gluten, sans lactose, pauvre en glucides
- Goûts: Caramel, chocolat, pêche, vanille
- Dosage: en complément 1-3 unités par jour ou suivant avis d'un professionnel de la santé