

Medipore + Pad, pansement adhésif avec compresse absorbante, Boîte de 50



- 6 x 10 cm
- stérile
- Ce pansement est composé d'une matière souple, poreuse, perméable à l'air et doté en son centre d'une compresse absorbante qui n'adhère pas à la plaie.
- La compresse absorbe les exsudats de la plaie, sans adhérer à la surface de celle-ci, pour un retrait aisé du

- pansement.
- La couche souple et extensible du pansement s'adapte bien aux formes du corps.
- Les coins sont arrondis afin d'éviter les bourrelets et les froissures.
- L'adhésif hypoallergénique est résistant, mais facile à enlever.