

Rouleau laminé SURGIPACK 200 m x 100 mm



Rouleaux laminé avec et sans soufflet latéral
Rouleaux de laminé Fomed avec et sans pli latéral pour
l'emballage de dispositifs médicaux pour la stérilisation à
la vapeur et à l'ETO.
Tous les produits stratifiés sont marqués CE et sont
conformes aux normes EN-ISO 11607 et NEN-EN 868 et

DIN 58953.
Papier de qualité médicale
Laminé avec vapeur et indicateur ETO
3 coutures à double joint (testées mécaniquement),
empêchent l'ouverture accidentelle
Film teinté qui rend les dommages possibles plus visibles