

Lotion de massage Topiderm Par bidon de 5 litres



- Topiderm Lotion de Massage est une lotion de massage relaxante favorisant la souplesse et l'élasticité de la peau.
- Un massage avec cette lotion de massage procure une sensation relaxante et apaisante.
- Caractéristiques:
 - Pour les massages professionnels : grand pouvoir de lubrification et d'étalement, absorption rapide.
 - Convient à tout type de peau, ne contient pas de

lanoline.

- Facilement lavable.
- Émulsion H/E, pH (5-7).
- Utilisation :
 - Usage externe.
 - Appliquer et faire pénétrer en massant selon les besoins.
 - Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ni sur les muqueuses