

## Gohy Slip Maxi Small Carton de 4 valisettes de 20



- Utilisation: 10 à 12 h
- Tour de hanches: 60 à 90 cm
- Adhésifs repositionnables et réajustables
- Un non tissé plus doux, hypoallergénique, procurant confort et bien-être.
- Barrières anti-fuites intégrales hautes.
- Ceinture élastique pour un ajustement précis.
- Face extérieure textile back sheet, toucher coton

silencieux.

- Matelas "garde au sec" optimal assurant un confort absolu.
- Un tampon absorbant multi-couches.
- Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre.
- Indicateur d'humidité très visible et efficace.

