

Gohy Slip Extra XX-Large Carton de 4 valisettes de 10



- Utilisation: 4 à 5 h
- Tour de hanches: 175 à 240 cm
- Adhésifs repositionnables et réajustables
- Un non tissé plus doux, hypoallergénique, procurant confort et bien-être.
- Barrières anti-fuites intégrales hautes.
- Ceinture élastique pour un ajustement précis.
- Face extérieure textile back sheet, toucher coton

silencieux.

- Matelas "garde au sec" optimal assurant un confort absolu.
- Un tampon absorbant multi-couches.
- Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre.
- Indicateur d'humidité très visible et efficace.