

Guidon de transfert Etac Turner Pro



- Etac Turner PRO est une aide à la rotation avec une conception fonctionnelle qui permet au patient de tourner en toute sécurité avec un support debout
- Cette aide à la rotation permet une bonne posture et minimise le risque de blessure pour le soignant lors du transfert, de plus, elle encourage les mouvements naturels de position debout et assise pour l'utilisateur
- Le seul réglage nécessaire est la hauteur du repose-jambes et de la poignée
- Ensuite, le transfert peut être effectué en toute sécurité tandis que le soignant et l'utilisateur peuvent maintenir un contact visuel et une communication
- La poignée orange offre une couleur forte et contrastée qui peut aider les utilisateurs souffrant de troubles de la vue ou de démence
- La petite plaque de base en fait le choix parfait d'aide au transfert lors du transfert dans des espaces restreints
- Etac Turner PRO est facile à transporter grâce à son faible poids de seulement 7,5 kg, en plus il est compact et facile à saisir
- Dimensions: 80-120 cm
- Hauteur support jambes inférieur: 15 cm
- Largeur support jambes inférieur: 38 cm