

## Surmatelas alternating SLK II



- Le SLK II est un surmatelas alternating qui peut être utilisé au dessus d'un matelas classique. Il est destiné à un usage intensif dans les maisons de retraite. Il est conçu pour des patients présentant un risque moyen d'escarres ou une présence d'escarres jusqu'au stade 3.
- 17 cellules PU dont 9 microscopiquement perforées pour une meilleure circulation de l'air et un meilleur confort
- Cellules remplaçables individuellement
- Système complètement fermé avec 2 compartiments
- Compartiment équipé d'un sous-matelas de 5 cm

(matelas en mousse inclus)

- Valve CPR à la tête
- Housse bi-extensible, anti-allergique. Lavable à 60 °
- Fonction statique, autofirm et alternée
- Cycles d'alternance 10 minutes
- La pression est réglable en fonction du poids du patient
- Alarme audio-visuelle en cas de panne de courant ou de problème de pompe
- Dimensions 90 X 200 x 14 cm