

## Chaise hygiénique avec roulettes, vinyle bleu.



- Accoudoirs escamotables indépendants permettant un transfert aisé du patient.
- Repose-pieds réglable.
- Seau en plastique rond.
- Assise de 5 cm d'épaisseur, très confortable,
- Hauteur sol armature du siège : 49 cm
- roue de 10 cm de diamètre
- Assise facile à enlever pour le nettoyage grâce au système de fixation sur l'armature.
- 2 poignées de poussée.
- Poids de la chaise: 7,8 kg.
- Dimensions de l'assise percée: 44/39,8 cm.
- Dimensions de l'ouverture: 26/21 cm
- Largeur entre accoudoirs: 45 cm.
- Largeur hors-tout: 57 cm
- Profondeur: 52 cm
- Hauteur totale: 98 cm
- Longueur totale: 68 cm
- Longueur repose-pied replié: 55 cm
- 4 roulettes dont 2 avec frein.

