

## Gohy Fix Confort, X-Small. Carton de 4 x 25



- Tour de taille: 60 à 95 cm
- Avec grande ceinture élastique.
- Ils maintiennent les protections absorbantes pour tous les niveaux d'incontinence tout en étant respirant et en offrant l'esthétique des sous-vêtements normaux.

- Les fibres de polyester, fortement étirables, épousent parfaitement les courbes du corps et de la protection absorbante.
- Ces pantys peuvent être lavés en machine à 60 ° et séchés au sèche-linge.