

## Carton de 4 x 25 pantys GOHY Fix, XXXX-Large



Tour de taille: 100 à 165 cm.  
Avec grande ceinture élastique.  
Ils maintiennent les protections absorbantes pour tous les niveaux d'incontinence tout en étant respirant et en offrant l'esthétique des sous-vêtements normaux.

Les fibres de polyester, fortement étirables, épousent parfaitement les courbes du corps et de la protection absorbante.  
Ces pantys peuvent être lavés en machine à 60 ° et séché au sèche-linge.