

Brosse à cheveux Etac avec long manche - 29 cm



- Longueur: 29 cm
- Deux longueurs sont disponibles.
- Le modèle court est généralement utilisé lorsque l'utilisateur peut facilement toucher son oreille avec sa main.
- Les deux modèles sont arrondis de manière à s'adapter à la forme de la tête.

- Cela permet également à la brosse d'être maintenue près du corps afin de limiter les efforts.
 - Cette brosse offre un confort et un contrôle dans le soin des cheveux.
- Poids : 102 g