

Tensiomètre électronique Rossmax AC1000F



- 300.000 mesures garanties.
- Idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, cliniques et autres établissements médicaux.
- Détection des arythmies (ARR).
- Détection de la fibrillation auriculaire (AFib).
- Détection de Contraction prématurée (PC).
- Détection de Tachycardie (TACH).
- Détection de bradycardie (BRAD).
- Mesures automatiques et auscultatoires disponibles.
- Détection de mouvement.
- Détection du brassard.
- Marquage pour systolique & diastolique.
- Différents paramètres de taux de déflation | 2.5 /4.5/6.5 (mm/Hg) .
- Valve professionnelle fournissant une précision impeccable du taux de déflation.
- Charge de la batterie pour la mobilité et l'économie d'énergie.
- La batterie dure 600 mesures à pleine charge ce qui permet une grande mobilité à l'hôpital.
- Brassards de petite, moyenne et grande taille inclus.
- Calibrage à vie.
- Housse de protection anti-éclaboussures.