

## Cloot toiletverhoger met armsteunen



- In hoogte verstelbare toiletverhoger die flexibiliteit en eenvoud combineert.
- 3 verschillende hoogtes gemakkelijk instelbaar 6, 10 en 14 cm
- Discreet design dat goed in de badkamer past
- Gemakkelijk schoon te maken en te verwijderen
- Verkrijgbaar met of zonder armleuningen
- Opklapbare en afneembare armleuningen
- Max. gewicht 150 kg
- Opening : 29 x 22 (DxB)
- Gewicht : 4,8 kg

