

Gohy Form Extra Doos met 4 zakjes van 20



- 3 druppels, geel
- Lengte: 55 cm
- Gebruik: 4 tot 6 uren
- Incontinentie: Gemiddeld
- Ultrazacht nonwoven, hypo-allergeen, comfort- en welzijn verschaffend.
- Geïntegreerde hoge anti-lekranden.
- "Cotton-feel" afwerking van de buitenste laag.
- Vochtindicator, goed zichtbaar en doeltreffend.
- Langdurig drooggevoel door het "new core" concept.
- Meerdere absorptielagen
- Superabsorberder die geurvorming voorkomt en een neutrale pH behoudt
- Superabsorberder die geurvorming (odour free) voorkomt en een neutrale pH behoudt
- Lengte: 55 cm

