

**"KLE" visco-elastisch kussen**  
• Afmeting : 43 x 43 x 6 cm



Door zijn warmtegevoeligheid past het kussen zich perfect aan de contouren van de persoon aan. Bij verandering van positie past het schuim zich zeer snel aan. De specifieke vormgeving zorgt voor een verminderde druk ter hoogte van het sacrum en de billen.

- Kussen uit visco-elastisch "memory foam" met anatomisch gevormde bovenkant.
- Geleverd met een 3D (honingraatmotief) hoes + een hoes in PU, beiden met antislip onderkant.

- Voor dagelijks gebruik.
- Voor gebruik bij gemiddeld tot hoog risico op doorligwonden.
- Voor normale en zwaardere personen. Max. gewicht 120 kg
- Nomenclatuur N° 520516 110101000186
- VSB: /
- Iriscare: /
- AVIQ: 110518 110101000186