

"KLE" gelkussen
• Afmeting : 41 x 41 x 2,5 cm



- Geleverd met een 3D (honingraatmotief) hoes + een hoes in PU, beiden met antislip onderkant.
 - Voor dagelijks gebruik.
 - Voor gebruik bij laag risico op doorligwonden.
 - Voor zwaardere patiënten.
 - Nomenclatuur N° 520516 110101000125.
- Deze elastische gel lekt niet, wordt niet harder met de tijd en verschuift niet onder belasting.

Werkt als een kunstmatig "vetlaagje", om zo de druk te verminderen op gevoelige zones.

- VSB: /
- Iriscare: /
- AVIQ: 110518 110101000125