

**"KLE" gelkussen**  
• Afmeting : 45 x 45 x 2,5 cm



- Geleverd met een 3D (honingraatmotief) hoes + een hoes in PU, beiden met antislip onderkant.
  - Voor dagelijks gebruik.
  - Voor gebruik bij laag risico op doorligwonden.
  - Voor zwaardere patiënten.
  - Nomenclatuur N° 520516 110101000125.
- Deze elastische gel lekt niet, wordt niet harder met de tijd

en verschuift niet onder belasting.  
Werkt als een kunstmatig "vetlaagje", om zo de druk te verminderen op gevoelige zones.

- VSB: /
- Iriscare: /
- AVIQ: 110518 110101000125