

KLE gelkussen met opening

- Afmeting : 41 x 41 x 2,5 cm



- Geleverd met 2 hoezen in PU
- Voor dagelijks gebruik.
- Voor gebruik bij laag risico op doorligwonden.
- Voor zwaardere patiënten.
- Deze elastische lekt niet, wordt niet harder met de tijd en

verschuift niet onder belasting.

- Werkt als een kunstmatig "vetlaagje", om zo de druk te verminderen op gevoelige zones.
- Afmetingen: 41 x 41 x 2,5 cm

