

KLE gelkussen 2D



- Geleverd met een 3D (honingraatstructuur) hoes
- Voor dagelijks gebruik.
- Voor gebruik bij gemiddeld tot hoog risico op doorligwonden.
- Voor zwaardere patiënten.
- Nomenclatuur N° 520516 110101000152.

Deze elastische gel lekt niet, wordt niet harder met de tijd en verschuift niet onder belasting. Werkt als een kunstmatig "vetlaagje", om zo de druk te verminderen op gevoelige zones.