

## Gohy Form Super Doos met 4 zakjes van 20



- 4 druppels, groen
- Lengte: 57,5 cm
- Gebruik: 8 tot 10 uren
- Incontinentie: Gemiddeld tot sterk
- Ultrazacht nonwoven, hypo-allergeen, comfort- en welzijn verschaffend.
- Geïntegreerde hoge anti-lekranden.
- "Cotton-feel" afwerking van de buitenste laag.
- Vochtindicator, goed zichtbaar en doeltreffend.
- Langdurig drooggevoel door het "new core" concept.
- Meerdere absorptielagen
- Superabsorbeerder die geurvorming voorkomt en een neutrale pH behoudt.
- Lengte: 57,5 cm

