

"Klé" Air 2D gelkussen
• Afmeting : 45 x 45 x 6 cm



- Geleverd met een 3D (honingraatmotief) hoes + een hoes in PU, beiden met antislip onderkant.
 - Voor dagelijks gebruik.
 - Voor gebruik bij gemiddeld tot hoog risico op doorligwonden.
 - Voor zware personen.
 - Nomenclatuur N° 520516 110101000177.
- Kussen gemaakt uit visco-elastisch "memory foam" aan de onderkant en elastische gel van superieure kwaliteit aan

de bovenkant
Het "memory foam" zorgt voor een perfecte "pasvorm" en een goede drukverdeling.
Het gebruik van beide materialen zorgt voor een zeer hoog comfort.

- VSB: /
- Iriscare: /
- AVIQ: 110518 110101000177