


Opvouwbare ziekenoprichter op sokkel



- Voor naast het bed of de zetel
- De ziekenoprichter is voorzien van een in hoogte verstelbare handgreep om de patiënt te helpen rechtop te zitten of zich in bed te herpositioneren
- Materiaal: handgreep uit polyamide, band uit nylon, voet en mast uit staal met epoxycoating
- Volledig inklapbaar
- Schuift gemakkelijk onder het bed of de zetel
- Maximaal draagvermogen: 130 kg (trekkracht)
- Gewicht van het artikel: 11,6 kg
- Hoogte: 1,79 m
- Montage met behulp van 2 stelknoppen
- Lengte van de arm: 76 cm
- Vloeroppervlak: 66,5 x 89 cm
- Hoogte van het H-frame: 5 cm
- Verstelling van de band: 20/50 cm
- Afmetingen van de driehoek: 22 x 12 cm
- Beschermkussentjes

