

## RELAX douchezit met armsteunen, wit



De Relax wandgemonteerde douchestoel is ontworpen met aandacht voor de details, zodat douchen een plezierige ervaring kan zijn. U kunt comfortabel zitten dankzij het afgeronde, ergonomische ontwerp van de zitting. Etac Relax heeft een ruim zitting-oppervlak ondanks de compacte installatiematen. Ergonomisch vormgegeven armsteunen met een anti-slip oppervlak. De armsteunen klappen dicht tegen de muur op en zijn

rechtstreeks op de stoel gemonteerd.

Diepte: 45 cm

Diepte, gevouwen: 8 cm

Breedte: 40 cm

Breedte met armsteunen: 53 cm

Maximaal gebruikers gewicht: 125 kg

Materiaal:

Zitting: polypropyleen,

Armsteunen: polypropyleen en TPE

Eenvoudige montage met slechts 3 bevestigingspunten