

ETAC FRESH badplank met handgreep, lengte 74 cm.



- De voorrand, geplaatst aan de buitenzijde van het bad, is breed genoeg om maximale ondersteuning bij transfers mogelijk te maken.
- Eenvoudige en veilige installatie.
- De badplank wordt veilig op het bad gemonteerd dankzij de 4 randstops.

Geleverd met een ondersteunende handgreep voor extra comfort en veiligheid.

- Maximaal draagvermogen 150 kg
- Dikte: 4 cm
- Lengte : 74 cm
- Gewicht: 2,3 kg