

## Novasource GI Advance Fles van 500 ml



- Novasource Gi Advance is enterale sondevoeding voor de voedingsbehoeften in gevallen van ondervoeding of risico op ondervoeding van patiënten die een verhoogde eiwit- of energie-inname nodig hebben, een laag vloeistofdiet en functionele maagdarfstoornissen (bijv. diarree, verstoring van de darmflora)

- Met oplosbare vezels (PHGG), rijk aan eiwitten (48 g / 500 ml), hyperenergetisch (1,5 kcal / ml)
- Voedingsmiddel voor speciale medische doeleinden. Nutritioneel compleet
- Karakteristieken: 775 kcal/500 ml
- P/L/G: 25/27/45 (% AET)