

Beademingsballon silicone 1600ml, volwassene, met masker n° 4 + 5, O2 reservoir



- Deze beademingsballon met PEEP-klep adaptor, ondersteunt kunstmatige beademing en hart-long reanimatie.
- De beademingsballon kan gebruikt worden om patiënten te beademen in geval van ademstilstand evenals om het in stand houden van de eigen ademhaling van de patiënt en / of bijkomend zuurstof toe te dienen.
- Er zijn verschillende modellen voor volwassenen, kinderen en jong geborenen.
- Om tegemoet te komen aan de verschillende eisen volgens lichaamsvolume, kan de compressiefrequentie

aangepast worden, evenals een ballon in een geschikte maat.

- Toepassingsgebied: Volwassenen.
- Verpakkingsinhoud: 2 maskers maat 4 en 5, beademingsballon, zuurstofreservoir en handgreep.
- Materiaal: PS, Silicone, EPDM.
- Materiaal klep: PS, Silicone.
- Materiaal O2 reservoir: PC, PVC.
- Inhoud ambu: 1.600ml.
- Inhoud O2 reservoir: 2.500ml.
- Niet steriel.