

Corset sling voor actieve tillift - XLarge / clips



- Actieve tilband uitgevoerd in zwarte polyester
- Elastisch centraal rugpaneel voor optimale aanluiting aan de lichaamscontouren en een groter veiligheidsgevoel
- Anti-slip bekleding in het ruggedeelte verhindert uitglijden uit de tilband
- Voorzien van okselbescherming en buikfixatie met clips

sluiting

- Bevestigingssysteem met clipsen
- Wastemperatuur 85°C
- Drogen in de droogtrommel op lage temperatuur (max 50°C)