


## Steri-strip, 6 x 75 mm, steriel Doos met 50 zakjes van 3



Steri-Strip zelfklevende, steriele hechtstrips zijn doeltreffend als cutane hechting bij de meeste traumatische en chirurgische wonden. Steri-Strip wondsluitingen zijn gemaakt van poreus, niet geweven materiaal met een rayonne ruglaag. Ze zijn versterkt met draden en hebben een hypoallergene kleeflaag. Zij brengen geen huidverweking of irritatie teweeg. Zeer goed esthetisch resultaat door gelijkmatige

approximatie van de wondranden (geen littekenvorming in 'laddervorm').

Dankzij de unieke microporeuze constructie van Steri-Strip hechtstrips kan de huid ademen.

Het aanbrengen en verwijderen van de strips is volledig pijnloos.

Steri-Strips zijn de aangewezen oplossing voor primaire wondsluitingen of bij vroegtijdige verwijdering van hechtdraden en staples