

Rosidal CC- Cohesief Compressieverband



- De korte rekcompressieband is de tweede component van het TCS-systeem. Rosidal CC (Cohesive Compression) is zeer eenvoudig aan te brengen in totale spanning en dankzij het Safe-Loc-systeem is geen indicator nodig. De cohesieve bekleding zonder latex biedt onmiddellijk een veilige hold. Het materiaal is dun en nauwelijks waarneembaar en garandeert een goede

bewegingsvrijheid aan het voetgewricht. De voet past nog steeds comfortabel in de schoen met het compressieverband met korte rek

- Compositie :

51 % katoen, 39 % polyamide, 10 % polyurethaan, met synthetische micro-coating

- Afmetingen: 6 m x 10 cm