

## Welch Allyn GS300 Medische lamp



- Optimale verlichting: helder wit licht voor betere zichtbaarheid.
- Geavanceerde LED-technologie: biedt een langere levensduur en energie-efficiëntie.
- Kleurtemperatuur: wit licht (5.500 K) voor een betere kleurwaarneming.
- Laag energieverbruik: verbruikt minder energie dan traditionele lampen.
- Lange levensduur: tot 50.000 branduren.
- Flexibele arm: voor eenvoudige, precieze plaatsing van

het licht.

- Robuust ontwerp: gemaakt van duurzame materialen voor intensief gebruik.
- Stabiele basis: zorgt voor de veiligheid en stabiliteit van de lamp tijdens onderzoeken.
- Compatibel met verschillende beugels: kan gebruikt worden met een rollende voet of muurbeugel (accessoires apart verkrijgbaar).
- Eenvoudig onderhoud: glad oppervlak en eenvoudig te reinigen.

