

"Zigzag" hydrofiele watten 1 zakje



- 250 gr
- Niet steriel
- De chirurgische watten zijn samengesteld uit puur katoen met een groot absorptievermogen, minimaal 23 keer het gewicht in water
- Samenstelling van de vezels: mengsel van 100% katoen

- of viscose katoen
- Hydrofiel katoen gebleekt met waterstofperoxide
- Kleur: wit
- Lengte van katoenvezels: 12 mm <3% variatie
- Katoen voldoet aan de Europese normen van de Farmacopee